


Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Ikk γ (S376) Для Вб, Ифа — Q9Y6K9

Артикул: CM0001683



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против IKK γ , фосфорилированного по остатку Ser376, валидировано для вестерн-блота и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути NF- κ B и путей иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Фосфо-IKK γ -S376 кроличье пАт
Примечания/синонимы	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-гамма; Phospho-IKK γ -S376
Вид	Человек
ID гена (человек)	8517
ID гена	8517
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S376 человеческого IKK γ (NP_003630.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вб, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6K9
Молекулярная масса белка	48 кДа/56 кДа/37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник