

Фосфо-Ire1-S724 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - O75460

Артикул: CM0001061



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на IRE1 (ERN1), фосфорилированный по Ser724. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Надежный инструмент для исследования ER-стресса и путей UPR в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IRE1-S724 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Видовая специфичность	Человек, Мышь, Крыса
Gene ID (Человек)	2081
Gene ID	2081
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S724 человеческого IRE1 (NP_001424.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75460
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом