

Phospho-Irs1-S307 (Специфично Для Человека) Кроличья Раб Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Артикул: CM0001499



введение

Фосфоспецифическое поликлональное кроличье антитело, направленное против IRS1 pS307 (специфично для человека), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути инсулина, метаболических заболеваний и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRS1-S307 (специфично для человека) кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	HIRS-1; Phospho-IRS1-S307 (специфично для человека)
Вид	Человек
GeneID	3667
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S307 человеческого IRS1 (NP_005535.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35568
Молекулярный вес белка	132 кДа
Доставка	Сумка со льдом