

Фосфо-Mek1-T292 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02750

Артикул: CM0000907



введение

Фосфо-MEK1-T292 поликлональные кроличьи антитела для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают фосфорилированный MEK1 (MAP2K1) в положении T292 в образцах человека и крысы. Подходят для изучения сигнального пути MAPK и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MEK1-T292 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Фосфо-MEK1-T292
Вид	Человек
GeneID (человек)	5604
GeneID	5604
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T292 человеческого MEK1 (NP_002746.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент