


Phospho-MLKL-S441 Rabbit Pab Для Wb И Elisa - Q9D2Y4

Артикул: CM0000594



введение

Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb обнаруживает мышинный MLKL, фосфорилированный по серину 441, с перекрестной реакцией на человеческий и крысиный белки. Подходит для WB и ELISA в исследованиях некроптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	197259
GeneID (Мышь)	74568
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид в области S441 мышинного MLKL (NP_001297542.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9D2Y4
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом