


Моноклональное Кроличье Антитело К Фосфо-Nf-Kb2-S866 Для Вб, Ифа — Q00653

Артикул: CM0000964



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к NF-κB2 (p100/p52), фосфорилированному по остатку S866, валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный p100/p52, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Необходимо для исследований неканонического пути NF-κB и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-κB2-S866 кроличье мкАнт
Примечания/синонимы	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Вид	Человек
GeneID (человек)	4791
GeneID	4791
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг остатка S866 человеческого фосфо-NF-κB2-S866 (NP_001070962.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00653
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодовой пакет