


Фосфо-Pdk1/Pdprk1-S241 Кроличье Mab Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15530

Артикул: CM0000865



введение

Это фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело направлено против PDK1 (PDPK1), фосфорилированного по серину 241. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, оно детектирует человеческую 3-фосфоинозитид-зависимую протеинкиназу 1, ключевого регулятора AGC киназ в клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDK1/PDPK1-S241 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5170
ID гена	5170
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15530
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом