


Фосфо-Ppig-S376 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13427

Артикул: CM0000953



введение

Фосфоспецифичные поликлональные антитела кролика, нацеленные на PPIG, фосфорилированный по S376, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для изучения регуляции сплайсинга и фосфосигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PPIG-S376 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Фосфо-PPIG-S376
Вид	Человек
ID гена	9360
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S376 человеческого PPIG (NP_004783.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q13427
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом