

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Тau-S404 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Артикул: CM0000554



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфорилированному tau (Ser404), валидированная для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-S404 кроличья поликлональная антитело (Rabbit pAb)
Примечания/Алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S404 человеческого tau (NP_005901.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с льдом