

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Тау-T181 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa — P10636

Артикул: CM0001151



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное на фосфорилированный тау по остатку T181 (SWISS P10636). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и нейропатологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-T181 кроличье мКант
Примечания/Алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Вид	Человек
ID гена (человек)	4137
ID гена	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T181 человеческого тау
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79кДа
Доставка	Холодильный пакет