


Phospho-Tbc1D4-S588 Rabbit Pab Для Wb, Elisa - O60343

Артикул: CM0000932



введение

Поликлональные антитела кролика Phospho-TBC1D4-S588, валидированные для WB и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживают белок TBC1D4, фосфорилированный по серину 588, участвующий в опосредованной инсулином транслокации GLUT4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TBC1D4-S588 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9882
GeneID	9882
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S588 человеческого TBC1D4 (NP_055647.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60343
Молекулярный вес белка	147 кДа
Доставка	Сумка со льдом