

Фосфо-Vegf Рецептор 2-Y1175 Кроличьи Mab Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35968

Артикул: CM0000973



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309), фосфорилированного по Y1175. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения ангиогенеза и сигнальных путей сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-VEGF Рецептор 2-Y1175 кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3791
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области Y1175 человеческого VEGF Рецептора 2 (NP_002244.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35968
Молекулярный вес белка	152 кДа
Доставка	Сумка со льдом