


Кроличье Rab Против Psmd8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P48556

Артикул: CM0028246



введение

Поликлональное антитело кролика против PSMD8, не-АТФазной регуляторной субъединицы 26S протеасомы. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PSMD8
Примечания/Альтернативные названия	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5714
GeneID	5714
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-350 человеческого PSMD8 (NP_002803.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48556
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом