

Поликлональное Антитело Кролика Против Ptpra Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P18433

Артикул: CM0015286



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого РТПРА, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует РТПРА мыши и крысы, подходит для исследований интегриновой сигнализации и фокальных адгезий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против РТПРА (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	LRP; HLPР; РТРА; НЕРТР; НРТРА; RРТРА; РТРRL2; НРТРalpha; R-РТР-alpha; РТРРА
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5786
ID гена	5786
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-295 человеческого РТПРА (NP_543030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P18433
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом