

Кроличье Моноклональное Антитело К Пурамицину — Валидировано Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ип, Проточной Цитометрии И Ифа

Артикул: CM0000066

введение

Это кроличье моноклональное антитело к пурамицину, полученное с использованием химических соединений пурамицина, идеально подходит для обнаружения встраивания пурамицина в анализах синтеза белка. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИП (IP), проточной цитометрии (FC, внутриклеточно) и ИФА (ELISA); реактивность не зависит от вида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к пурамицину (Puromycin Rabbit mAb)
ID гена	CAS:58-58-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие пурамицину.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка со льдом