


Поликлональные Кроличьи Антитела К Rapgef6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Teu7

Артикул: CM0019758



введение

Поликлональные кроличьи антитела к RAPGEF6, валидированные для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигналинга GTP-аз Rap1A, Rap2A и M-Ras в тканях мозга и сердца. Swiss-Prot: Q8TEU7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAPGEF6 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	51735 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 145-240 человеческого RAPGEF6 (NP_001157858)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8TEU7
Молекулярный вес белка	179 кДа
Доставка	Сумка со льдом