

Кроличья Rab K Rhof Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9NBH0

Артикул: CM0027150

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RHO (Rif), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для изучения формирования филоподий и динамики цитоскелета актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHO Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RIF; ARHF; RHO
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54509
ID гена	54509
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-120 человеческого RHO (NP_061907.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NBH0
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	В ледяном пакете