

Кроличья Мат Ring1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q06587

Артикул: CM0002294

введение

Высококачественная кроличья моноклональное антитело против человеческого RING1A, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Нацелено на E3-лигазу, участвующую в убиквитинировании H2A и транскрипционной репрессии. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RING1A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RNF1; RING1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6015
GeneID	6015
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q06587
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	В ледяном пакете