

Кроличье Поликлональное Антитело К Smpd4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nxe4

Артикул: CM0013077

введение

Кроличье поликлональное антитело к SMPD4 (pAb), нацеленное на человеческий SMPD4 (SKNY, nSMase-3). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований метаболизма сфинголипидов и гомеостаза мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMPD4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-800 человеческого SMPD4 (NP_060421.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NXE4
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом