

Кроличья Pab K Sox10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Артикул: CM0018970

введение

Высококачественная поликлональная кроличья антитело к SOX10, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на человеке, мыши и крысе. Нацелено на фактор транскрипции SOX-10, ключевой для развития глиальных клеток и миелинизации. Идеально подходит для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6663
ID гена	6663
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-360 человеческого SOX10 (NP_008872.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56693
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом