

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ssc4D Для Wb И Elisa - Q8Wtu2

Артикул: CM0019140

введение

Кроличыи поликлональные антитела к SSC4D для WB и ELISA. Детектируют SSC4D человека, мыши и крысы — секретируемый белок суперсемейства скавенджер-рецепторов, богатых цистеином (SRCR). Подходят для изучения его участия в иммунных процессах и протеомных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SSC4D
Примечания/Синонимы	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Вид	Человек
GeneID (человек)	136853
GeneID	136853
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 446-575 SSC4D человека (NP_542782.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WTU2
Молекулярная масса белка	61 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом