


Моноклональное Антитело Кролика Stat5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42229/P51692

Артикул: CM0012527



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика Anti-STAT5 для вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее STAT5A/B человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения передачи сигналов цитокинов, регуляции транскрипции и биологии лактации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика STAT5
Примечания/синоним	MGF; STAT5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6776/6777
Идентификатор гена	6776/6777
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-786 STAT5 человека (P42229)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42229/P51692
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом