

Кроличий Моноклональный Антитело Против Stx1A Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Артикул: CM0002037

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против STX1A, валидированное для WB, IF-P-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами, нацеливаясь на нейрональный SNARE-белок синтаксин-1A (UniProt Q16623).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STX1A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6804
GeneID	6804
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого STX1A (Q16623)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16623
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка со льдом