

Кроличыи Поликлональные Антитела К Stx1A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Артикул: CM0024906

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку STX1A (синтаксин-1A) человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Предназначены для изучения SNARE-опосредованного экзоцитоза и нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к STX1A
Примечания/Синонимы	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6804
GeneID	6804
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 STX1A человека (Q16623)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q16623
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом