

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tet3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O43151

Артикул: CM0027000



введение

Кроличыи поликлональные антитела, полученные против рекомбинантного человеческого TET3 (aa 1551-1650). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области эпигенетики и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TET3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
Вид	Человек
ID гена (человек)	200424
ID гена	200424
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1551-1650 человеческого TET3 (NP_001274420.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43151
Молекулярная масса белка	194 кДа
Доставка	С холодоэлементом