

Кроличье Моноклональное Антитело К Топоизомеразе II Альфа/Top2A Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Игх-П, Ифа — P11388

Артикул: CM0011770



введение

Кроличье моноклональное антитело к топоизомеразе II альфа/TOP2A для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Иммуноген: синтетический пептид С-концевой области.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к топоизомеразе II альфа/TOP2A
Примечания/алиасы	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
Вид	Человек
Идентификатор гена	7153
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, гомологичный последовательности в области аминокислот 1431-1531 человеческой топоизомеразы II альфа/TOP2A (NP_001058.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11388
Молекулярная масса белка	174 кДа
Доставка	Айс-пакет