


## Поликлональное Кроличье Антитело К Trka Для Wb, Ihc-P, Elisa — P04629

Артикул: CM0013346



### введение

Поликлональное кроличье антитело к TrkA, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на высокоаффинный рецептор NGF NTRK1. Идеально подходит для нейробиологических и онкологических исследований, а также разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к TrkA                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA                                                                             |
| Вид-мишень                | Человек                                                                                                                  |
| Идентификатор гена        | 4914                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700–796 человеческого TrkA (NP_002520.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | P04629                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 87 кДа                                                                                                                   |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                           |