


## Кроличье Моноклональное Антитело К Trkb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q16620

Артикул: CM0002624



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого TrkB (UniProt Q16620). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и иммуноферментного анализа на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для нейробиологических исследований сигналинга нейротрофинов, дифференцировки и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к TrkB                                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | OBND; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GenelD (Человек)                   | 4915                                                                                                                                |
| GenelD                             | 4915                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-430 человеческого TrkB (NP_001018074.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q16620                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 92 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                   |