


Tsfm Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Артикул: CM0003934



введение

TSFM Кроличье моноклональное антитело для детекции митохондриального фактора элонгации Ts в WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследования митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSFM Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EFTS; EFTSMT; TSFM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10102
GeneID	10102
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TSFM (P43897).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43897
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом