

Кроличья Поликлональная Антитело К Ulbp2 Для Wb И Ифа - Q9Bzm5

Артикул: CM0025684



введение

Кроличья поликлональная антитело к ULBP2 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий лиганд 2 ULBP2/NKG2D, экспрессируемый в раковых и фетальных тканях, опосредующий активацию NK-клеток. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ULBP2 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alpha, ULBP2
Вид	Человек
ID гена	80328
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого ULBP2 (NP_079493.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZM5
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Холодильный пакет