

Моноклональное Антитело Кролика К 2'-О-Метилцитидину (Cm) Для Дот-Блоттинга И Elisa

Артикул: CM0000038

введение

Моноклональное антитело кролика, специфичное к 2'-О-метилцитидину (Cm), модифицированному рибонуклеозиду. Подходит для применения в дот-блоттинге (DB) и ELISA с межвидовой перекрестной реактивностью. Идеально для исследований в области эпитранскриптомики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	2'-О-метилцитидин/ Cm, моноклональное антитело кролика (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Cm; 2'-О-метилцитидин; 2'-О-метилцитидин/ Cm
Вид	Человек
Иммуноген	Химические соединения, конъюгированные с Cm
Источник	Кролик
Категория	Другие антитела к модификациям
Применение	Дот-блоттинг (DB), ELISA
Перекрестная реактивность	Не зависит от вида
Доставка	В пакете со льдом