

Поликлональное Антитело Кролика Против 2'-О-Метилгуанозина (Gm) Для Дот-Блота И Elisa

Артикул: CM0000024

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на модификацию 2'-О-метилгуанозина (Gm). Подходит для применения в дот-блоте (DB) и ELISA. Видонезависимая реактивность, идеально для эпитранскриптомных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против 2'-О-метилгуанозина (Gm)
Вид	Человек
Иммуноген	Химические соединения Gm
Источник	Кролик
Категория	Другие антитела к модификациям
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	В пакете со льдом