

Кроличье Моноклональное Антитело К 2'-О-Метил-Уридину (Um) Для Dot Blot И Elisa

Артикул: CM0000070

введение

Кроличье моноклональное антитело к 2'-О-метил-уридину (Um). Специфично к модифицированному нуклеозиду Um. Валидировано для Dot Blot и ELISA, видонезависимо. Идеально для исследования модификаций РНК и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к 2'-О-метил-уридину (Um)
Примечания/Альтернативные названия	Um; 2'-О-метил-уридин; 2'-О-метил-уридин (Um)
Вид	Человек
GeneID	CAS: 2140-76-3
Иммуноген	Химические соединения Um
Источник	Кролик
Категория	Другие антитела к модификациям
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	В сумке со льдом