

Поликлональное Антитело Кролика К 2'-О-Метилуридину (Um) Для Elisa И Дот-Блота - Um

Артикул: CM0023851

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против 2'-О-метилуридина (Um) — распространенной модификации РНК. Подходит для ELISA и дот-блота (DB), обладает независимой от вида реактивностью, поддерживает эпиптранскриптомные исследования и разработку диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к 2'-О-метилуридину (Um)
Примечания/Синонимы	Um; 2'-О-метилуридин; 2'-О-метилуридин (Um)
Вид	Человек
Иммуноген	Химическое соединение Um
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Независима от вида
Доставка	С сумкой-холодильником