

Кроличье Моноклональное Антитело К 4-Гидроксиненалю (4-Hne) Для Вб, Иф/Ихк, Иф-П И Проточной Цитометрии (Внутриклеточной)

Артикул: CM0000068

введение

Кроличье моноклональное антитело к 4-гидроксиненалю (4-HNE) является независимым от вида инструментом для детекции аддуктов пероксидного окисления липидов. Валидировано для ВБ, ИФ/ИХК, ИФ-П и внутриклеточной проточной цитометрии, идеально подходит для исследований окислительного стресса и разработки анализов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к 4-гидроксиненалю
Примечания/Алиас	4-HNE
Иммуноген	Химические соединения
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФ-П, ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Независимо от вида организма
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода