

Поликлональное Антитело Кролика Против 5-Метилцитидина/М5С - М5С

Артикул: CM0020217

введение

Видонезависимое поликлональное антитело кролика против 5-метилцитидина (m5C) для дот-блоттинга (DB) и ELISA. Подходит для исследований метилирования ДНК/РНК в диагностике и научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против 5-метилцитидина/m5C
Иммуноген	Химические соединения m5C
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	В пакете со льдом