

Кроличье Моноклональное Антитело К 5-Метилцитозину (5Мс) Для Дб И Ифа - Перекрестная Реактивность Независимо От Вида

Артикул: CM0000001

введение

Данное кроличье моноклональное антитело к 5-метилцитозину (5mC) подходит для применения в дот-блоттинге и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность независимо от вида организма. Идеально подходит для эпигенетических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к 5-метилцитозину (5mC)
Примечания/Альтернативные названия	5mC; 5-метилцитозин (5mC)
Иммуноген	Химические соединения 5mC
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ДБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Независимо от вида организма
Условия доставки	С пакетом охлаждающим