

5-Метилцитозин (5Мс) Кроличий Раb - 5Мс

Артикул: CM0021209

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на 5-Метилцитозин (5mC), применимое в дот-блоттинге (DB) и ELISA. Видонезависимая перекрестная реактивность обеспечивает широкие возможности для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	5-Метилцитозин (5mC) Кроличий pAb
Иммуноген	Химические соединения 5mC
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	Холодовой пакет