

Кроличье Моноклональное Антитело К 5T4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q13641

Артикул: CM0003947



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому 5T4 (TPBG), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований в области биологии рака, сигнального пути Wnt и трофобласта — Q13641.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к 5T4
Примечания/Алиасы	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7162
ID гена	7162
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 321–420 человеческого 5T4 (Q13641).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13641
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами