

647 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Btn3A1/2/3 Для Fc - O00481 / P78410 / O00478

Артикул: CM0011527



введение

Высококачественное 647-конъюгированное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий BTN3A1/2/3 (CD277), для проточной цитометрии. Идеально для исследований активации Т-клеток, адаптивного иммунитета и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	647 Кроличье анти-человеческое BTN3A1/2/3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	BT5F5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Вид	Человек
GeneID	11119/11118/10384
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-630 человеческого BTN3A1 (NP_008979.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00481/P78410/O00478
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом