


А-Синуклеин Кроличья Поликлональная Антитело - P37840

Артикул: CM0025876



введение

Анти- α -синуклеиновая кроличья поликлональная антитело, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИФА. Обнаруживает α -синуклеин человека, мыши и крысы — нейронный белок, регулирующий транспорт синаптических везикул и выброс нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	α -Синуклеин кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
Вид	Человек
GeneID (человек)	6622
GeneID	6622
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 59-140 альфа-синуклеина человека (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Айс-пакет