


Кроличья Поликлональная Антитело К Abcc8 Для Вб, Ифа - Q09428

Артикул: CM0026455



введение

Кроличья поликлональная антитело к ABCC8 — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее человеческий ABCC8/SUR1 с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Необходимо для исследования секреции инсулина и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАб к ABCC8
Примечания/синонимы	HI; SUR; HNF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Вид	Человек
GeneID (человек)	6833
GeneID	6833
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-1000 человеческого ABCC8 (NP_000343.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q09428
Молекулярная масса белка	177 кДа
Доставка	Холодильный пакет