

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Abcf3 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Nuq8

Артикул: CM0019305

введение

ABCF3 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, подходящие для применения в WB, IHC-P и ELISA. Они обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный ABCF3, белок, участвующий в антивирусной защите от флавивирусов. Идеальны для исследований в области иммунодетекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	ABCF3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EST201864; ABCF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55324
GeneID	55324
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ABCF3 (NP_060828.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NUQ8
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка-холодильник