

Поликлональные Антитела Кролика Против Abhd12 Для Wb, Elisa - Q8N2K0

Артикул: CM0023224

введение

Поликлональные антитела кролика против ABHD12, валидированные для WB, ELISA. Нацелены на человеческий ABHD12, перекрестно реагируют с крысиным. Подходят для изучения функции лизофосфатидилсериновой липазы в исследованиях неврологии и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABHD12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dj965G21.2; ABHD12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26090
GeneID	26090
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-250 человеческого ABHD12 (NP_056415.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8N2K0
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом