

## Кроличье Поликлональное Антитело К Abhd5 - Q8Wts1

Артикул: CM0028867

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующее с белком человека и мыши. Подходит для исследований липидного метаболизма, регуляции триацилглицеринов и дифференцировки кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к ABHD5                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5                                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)                   | 51099                                                                                                                             |
| GeneID                             | 51099                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 белка ABHD5 человека (NP_057090.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                     |
| SWISS                              | Q8WTS1                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 39 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |