

Acbd5, Поликлональное Антитело Кролика - Q5T8D3

Артикул: CM0012864



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого ACBD5 (Q5T8D3). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; подходит для исследований пексофагии, липидного метаболизма и пероксисом. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACBD5, поликлональное антитело кролика
Примечания/синоним	RDLKD; ACBD5
Вид	Человек
GeneID (человек)	91452
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-440 человеческого ACBD5 (NP_663736.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5T8D3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом