


Кроличыи Моноклональные Антитела К Ace1 Для Wb, Ip, Elisa - P12821

Артикул: CM0002240



введение

Кроличыи моноклональные антитела, нацеленные на ангиотензинпревращающий фермент человека (ACE1, CD143). Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным ACE1. Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Идеально подходят для исследований артериального давления и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к ACE1
Примечания/Алиасы	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Вид	Человек
GeneID (человек)	1636
GeneID	1636
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1200-1306 человеческого ACE1 (P12821).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P12821
Молекулярная масса белка	150 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом