

Антитело К Ацетил-Альфа Тубулину (K40) Кролика Rab (Q71U36) Для Wb, If-P, Elisa

Артикул: CM0000108



введение

Поликлональное антитело кролика, специфичное к ацетилированному лизину 40 человеческого альфа-тубулина (TUBA1A, Q71U36). Валидировано для WB, IF-P и ELISA; перекрестно реагирует с тубулином мыши и крысы. Идеально для исследований ацетилирования и динамики микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитело к ацетил-альфа тубулину -K40 кролика pAb
Примечания/Альтернативные названия	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Ацетил-альфа тубулин -K40
Вид	Человек
GeneID	7846
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K40 человеческого альфа-тубулина
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q71U36
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом