


Кроличье Поликлональное Антитело К Ацетилированному Brd4 (K332) (Swiss O60885) | Вестерн-Блоттинг, Ифа - Детекция Ацетилирования Brd4

Артикул: CM0000116



введение

Кроличье pAb к ацетилированному BRD4-K332 (O60885) специфически детектирует ацетилированный BRD4 по лизину 332 в образцах человека и мыши. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, это антитело идеально подходит для изучения эпигенетической регуляции и механизмов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ацетилированному BRD4-K332
Примечания/Алиасы	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetyl-BRD4-K332
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23476
GeneID	23476
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид вокруг K332 человеческого BRD4 (NP_490597.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	В пакете со льдом