

Ацетил-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) Кроличье Поликлональное Антитело (P26358) Для IHC-P, IF/ICC, Elisa

Артикул: CM0000115



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ацетилированный DNMT1 по K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Валидировано для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. 183 кДа. Идеально для исследований метилирования ДНК и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Вид	Человек
GeneID (человек)	1786
GeneID	1786
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K1127 & K1129 & K1131 & K1133 человеческого DNMT1 (NP_001124295.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26358
Молекулярная масса белка	183 кДа
Доставка	В пакете со льдом